

Compacte en makkelijk verplaatsbare actieve plafondstalift voor:
Actief opstaan - soepel verplaatsen - minder fysieke belasting

Stand Up plafondstalift



Voor méér comfort, bewegingsvrijheid en persoonlijke aandacht tijdens de zorg

De StandUp is een aanvulling op het plafondzorg-systeem om de dagelijkse transfers en zorgtaken door één zorgverlener veilig en verantwoord uit te voeren. Met de StandUp kan de zorgvrager in een natuurlijke beweging van zitten naar staan (vice versa) worden gebracht.

Zorgvrager blijft actief betrokken:

De cliënt wordt uitgenodigd om op minimaal één been steun te nemen en actief mee te werken aan het opstaan. Zo sluit de StandUp aan bij de resterende mogelijkheden van de cliënt:



Minimaal steunfunctie 1 been
Rompbalans
Begrijpen wat staan is.

Minder kracht nodig bij het verplaatsen

De StandUp wordt aan de plafondlift met 2-puntsjuk opgehangen en kan door de zorgverlener via de plafondrail soepel worden verplaatst door de ruimte.

Vrije vloer en dichtbij kunnen werken

Tijdens transfers en kleden raken de transportwielen de vloer niet! Er zijn geen brede onderstepoten die rond stoel, bed, of toilet gemanoeuvreerd moeten worden. De zorgverlener kan daardoor dichtbij de client handelen wat voor comfort en zekerheid zorgt bij de cliënt.

Overige voordelen:

- Compact om weg te zetten
- Weinig onderhoud en onderhoudskosten
- Soepele en stille beweging van het tilframe zonder eigen motor

Bevestiging aan het tweepuntsjuk

Speciaal vervaardigde ophanglussen, geschikt voor maximaal 150 kg gebruikersgewicht

Belangrijkste kenmerken:

Zwarte handgrepen zorgvrager:

StandUp handgreep zorgt voor juiste positionering van handen, polsen en ellebogen tijdens de beweging van zitten naar staan.

Kniesteun:

Kniesteun van schuim, bekleed met poly urethaan stof. Biedt zowel ondersteuning als comfort aan onderbenen.


Horizontale voetenplaat op de grond,

Voeten blijven dichtbij de grond, knieën blijven in ongeveer 90 graden, waardoor de cliënt gemakkelijker kan gaan staan

Standaard geleverd met:
StandUp rugsteunband

StandUp altijd gebruiken bij een plafondlift met twee-puntsjuk

BENODIGDE RUIMTE



- Een verrijdbare en/of elektrisch aangedreven actieve tillift heeft 1700 mm nodig om als zorgverlener verantwoord te kunnen werken.
- De StandUp is dankzij het ontbreken van een onderstel bijzonder ruimtebesparend. Met een draaicirkel van slechts 800 mm kan de zorgverlener dicht bij de cliënt werken. Hierdoor is aan één of beide zijden van het bed slechts 800 tot 1.000 mm werkruimte nodig voor ergonomisch verantwoorde zorg. Dit scheelt minimaal 900 mm.



Duwbeugel

Handgreep ontworpen voor het ergonomisch werken



Artikelnummer: SUC-0001

Wielen

Transportwielen en kleine wieltjes onder voetenplaat voor rechtlijnig aanrijden en voeten plaatsen op voetplaat. Transportwielen worden alleen gebruikt voor transport lift zonder cliënt.

Technische gegevens StandUp

Artikelnummer StandUp Plafondlift	CHLF 150A
UDI-DI nummer	UDI-DI 8720892687609
Maximale hoogte	164 cm
Minimale hoogte	110 cm
Afmeting parkeerstand	L X B x H: 75 x 56 x 110 cm
Totale massa frame	19 kg
Materiaal	Gepoedercoate staalconstructie, polyurethaan beensteun, TPE wielen, polyester rugsteunband
Transport wielen	Ongeremd. Diameter: 100 mm. Tijdens transfers client raken de wielen de vloer niet
Gebruikstemperatuur	10 – 40 graden Celsius
Maximale gebruikersgewicht	150 kg
Levensduur StandUp tilframe	Verwachte levensduur 10 jaar bij jaarlijkse inspectie, ophanglussen iedere 2 jaar vervangen.
Levensduur rugsteunband met lussen	RUC-001 UDI-DI 872089268761 De levensduur is afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden en wassen/drogen

EISEN PLAFONDLIFT met twee-puntsjuk:

Werk altijd met een goedgekeurde plafondlift met een 2puntsjuk met ophangpunten van het juk 52 tot 58 cm uit elkaar, hart op hart; de ophangpunten zijn zodanig bevestigd dat een lus niet onbedoeld los kan schieten; een veilige werklust van minimaal 170 kg, zijnde het gewicht van de gebruiker plus 20 kg voor de StandUp en de tilband; minimaal 190 cm vrije hefhoogte onder het ophangpunt, zodat de StandUp volledig van de vloer kan worden getild;

Augustus 2026. Gebruik uitsluitend de StandUp rugsteunband bij de StandUp plafondstlift.

De StandUp is speciaal ontworpen om cliënten van circa 150 tot circa 190 cm tot stand te brengen. Ons beleid is gericht op continue ontwikkeling en we behouden daarmee het recht om ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. StandUp Solutions is een merk van LS Products BV. Sint Nicolaasga • Nederland

www.standup.solutions Email: info@standup.solutions

Telefoon: Trea van der Wijk • +31 6 4674 5109 Syb Leijenaar • +31 6 4675 3560

StandUp